

Paraugu ņemšana Demodex folliculorum mikroskopiskai diagnostikai

Materiālu diagnostikai ņem no raksturīgajām vietām: deguna – lūpu krokas, zoda, starp uzacīm, arī no citām vietām, kur ir izsitumi, no auss ārējās ejas, skropstām.

Skropstas izrauj ar sterilu pinceti (no katra plakstiņa 4 – 6).

Materiālu no auss ārējās ejas ņem ar aso karotīti nokasot ādas zvīņas.

Materiālu liek vienreiz lietojamos Petri trauciņos vai slēgtos vienreizlietojamos konteineros, marķē un sūta uz laboratoriju, laboratorisko izmeklējumu pieprasījumā uzrādot materiāla veidu un ņemšanas vietu. Līdz transportēšanai uzglabā istabas temperatūrā.