

INSTRUKCIJA

Uzmanīgi izlasiet un izpildiet zemāk esošos instrukcijas punktus, lai pareizi noņemtu siekalu paraugus.

Parauga noņemšanai nepieciešams:

- divi sterili vates kociņi - katrs savā iepakojumā
- aploksne paraugu nosūtīšanai
- nosūtījums GenEra laboratorijai

Svarīgi!

- Neņemiet paraugu tūlīt pēc zobu tīrīšanas vai mutēs skalojamā līdzekļa lietošanas (nogaidiet vismaz 30 minūtes);
- Zīdaiņim ņemt siekalu paraugu nogaidot **VISMAZ** 30 minūtes pēc ēdienreizes.

1. Aizpildiet nosūtījumu.

2. Pirms siekalu parauga ņemšanas uzvelciet vienreiz lietojamus gumijas cimdus.



3. Katram pacientam nepieciešami 2 vates kociņi!

Uzmanīgi atplēsiet vai nogriežiet ar šķērēm sterilā vates kociņa iepakojumu tajā galā, kur nav redzams vates tompons. Turot vates kociņu aiz brīvā gala, izņemiet to no iepakojuma. Nodrošiniet, lai kociņa vates daļa netiktu aiztikta un nejauši nepieskartos jebkādai virsmai (īpaši citām personām).



4. Ievietojiet vates kociņu mutē un vismaz 15 sekundes paberzējiet (izdarot rotējošas kustības) to pret vaiga iekšpusi.



5. Tūlīt pēc tam ievietojiet uzmanīgi vates kociņu atpakaļ iepakojumā ar vates daļu pa priekšu.

6. Atkārtojiet to pašu (3. 4. un 5. punkts) ar otru vates kociņu (vēlams izmantot otra vaiga iekšpusi).

7. Abus iepakojumus ar vates kociņiem un aizpildītu nosūtījumu ievietojiet aploksnē un aizlīmējiet to. Uz aploksnē uzrakstiet „GenEra”. Aploksne jāuzglabā istabas temperatūrā (apm. 15-25 grādi), sargājot no tiešiem saules stariem, samirkšanas – vislabāk kartona kastītē. Glabāšanas laiks šādiem paraugiem līdz 5 diennaktīm.

Citu neskaidrību gadījumā par paraugu noņemšanu vai kādu DNS analīzi zvanīt: 67425241 vai 26143628 GenEra laboratorijas vadītājai Intai Vasiljevai vai 29489997 (Jana).